

## EG-Konformitätserklärung

Wir, die Axcom GmbH  
Carl-Friedrich-Benz-Str. 15  
47877 Willich  
Deutschland

Erklären das, der Ersatzakku :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbezeichnung | Li-MnO <sub>2</sub> Batterie für Philips Defibrillator M5070A<br>HEARTSTART HS1 FRX - 9V/4,2AH |
| Artikelnummer      | MB5070A  |
| Geeignet für       | OEM-Artikel-NR: M5070A/M5066A  |

übereinstimmt mit folgenden Bestimmungen oder Richtlinien.

EN 6060-1-1-2 (2007) + AC (2010)

EN 6060-1-3 (2006) + AC (2019)

EN 6100-3-3 (2008)

EN 60601-1-2 (2007) + AC (2010)

**axcom**  
Battery Technology

Axcom GmbH · Carl-Friedrich-Benz-Straße 15 · D-47877 Willich  
Telefon: +49 2154 4838-0 · www.axcom.de

Marzena Schwarz-Szymura, Geschäftsführerin  
Axcom GmbH Willich,  
den 07.02.2023